

# LINK® C.F.P.®

## zementfreier Hüftendoprothesenschaft

Der anatomisch geformte C.F.P.® Hüftendoprothesenschaft wurde 1998 insbesondere für biologisch junge, aktive Patienten mit sehr guter Knochenbeschaffenheit konzipiert.

Die Kombination aus einer kurzen Schaftprothese und zementfreier Implantation ermöglicht den Erhalt von viel gesundem Knochenmaterial und bietet die Möglichkeit einer minimal-invasiven OP.

### Hüftendoprothesenschaft

besteht aus einer Titanlegierung und wird ohne Knochenzement implantiert



### Prothesenkopf

besteht aus einem Keramikmaterial mit sehr guten Gleit-Reibeigenschaften



■ **Material** – Titan ist ein festes und im Vergleich zu anderen metallischen Implantatwerkstoffen elastisches Material. Es ist gewebefreundlich und weist eine sehr gute Langzeitstabilität auf.

■ **Erfahrung** – Viele Jahre bewährt im Einsatz. Nach der OP erfolgt in der Regel eine schnelle Mobilisierung des Patienten (für ca. 3 Wochen mit Teilbelastung).

Bereits einen Tag nach der OP darf der Patient im allgemeinen wieder aufstehen.

■ **Erhalt des Schenkelhalses** – Die C.F.P.<sup>®</sup> ermöglicht den Erhalt von gesundem Knochenmaterial. Das ist bei jungen Patienten mit einer hohen Lebenserwartung besonders wichtig für eventuelle spätere Implantatwechsel.



### Zusammenfassung

- für junge, aktive Patienten
- zementfreie Implantation
- Erhalt des Schenkelhalses

Waldemar Link GmbH & Co. KG

Barkhausenweg 10 · 22339 Hamburg  
Postfach 63 05 52 · 22315 Hamburg  
Telefon: +49 40 53995-0 · Fax: +49 40 5386929  
E-Mail: info@linkhh.de · www.linkorthopaedics.com

