

GEMINI® SL®

Knie-Oberflächenersatz

Der GEMINI® SL® Knie-Oberflächenersatz bietet vielfältige Versorgungsmöglichkeiten für ein breites Anwendungsspektrum bei weiter intraoperativer Flexibilität.

Die Implantatkomponenten sind modular kombinierbar und anatomiegerecht unabhängig von Geschlecht konzipiert.

Für eine möglichst natürliche Gelenkkonstruktion mit physiologischer Bewegungsfreiheit und hoher Funktionalität

Besondere Designmerkmale sichern eine stabile Verankerung



Hohe Formführung für ein stabiles Knie und eine gute Belastungsübertragung

Präzise, einfach zu bedienende Instrumente sorgen für sichere Anwendung

- **Material** – Die Metallimplantate werden aus einer hochfesten Kobalt-Chrom-Gusslegierung hergestellt – der Kunststoffeinsatz aus Polyethylen. Beide Materialien sind seit Jahrzehnten bewährte Materialien für Gelenkimplantate.
- **Erfahrung** – Seit über 25 Jahren vertrauen Chirurgen dem GEMINI® SL® Knie-System zur Behandlung von Kniegelenkarthrose.

- **Ausführung** – es stehen drei Ausführungen je nach Behandlungsstrategie zur Verfügung. Zusätzlich gibt es eine spezielle Oberflächenmodifikation, die bei angezeigter Metallsensibilität Verwendung findet. Wenden Sie sich bei Interesse auch insoweit vertrauensvoll an Ihren Arzt.



Zusammenfassung

- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
- Bewährtes Design für hohe Bewegungsfreiheit und Funktionalität
- Verankerung mit Knochenzement oder zementfrei